



IKAZIA 5921



Afgebeeld: met wandhouder
(art.nr. 7.25.926.00)

KENMERKEN

- Oogspoelfles inclusief oogbad
- Spoelvoelstof bestaat uit een steriele zoutoplossing: Sodium Chloride 0.9%w/v PH
- Onmisbaar eerste hulp artikel
- Te gebruiken als er chemische stoffen, vuil of splinters in het oog terecht komen
- De fles bevat steriele oogspoelvoelstof die het oog op milde wijze desinfecteert na een angelukje op de werkvloer. Irritaties en schade aan het oog worden hierdoor geminimaliseerd
- Voorzien van een geïntegreerd en ergonomisch gevormd oogbad, zodat de flacon goed op het oog kan worden gericht en de ogen openblijven tijdens het spoelen
- Eenvoudig met één hand te bedienen
- Compact en hygiënisch
- De flacon is voor eenmalig gebruik en met de inhoud kan circa vijf minuten intensief gespoeld worden
- De bewaar- en gebruikstemperatuur van deze oogspoeling is tussen 5°C en +35°C
- Inhoud: 500 ml

Artikelnummer: 7.25.921.00

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN

- Bouw
- Petrochemie
- Laboratoria
- Metaalindustrie
- Transport & logistiek
- Automotive

VERPAKKING

- 1 stuk
- 10 stuks in omdoos

CE 0123

ARTIKELINFORMATIE

MAAT	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STUK	EAN-CODE 10 STUKS (OMDOOS)
One size	7.25.921.00	8718249079924	8718249079931

GEBRUIKSAANWIJZING

Te gebruiken voor het uitspoelen van vervuiling in het oog of het schoonspelen van kleine wondjes op de huid.

1. Draai de dop voorzichtig in beide richtingen om de verzegeling te verbreken en verwijder de dop. Plaats de fles boven het oog en knijp zachtjes zodat de vloeistof vrij over de oogbol naar de buitenste ooghoek stroomt. Reinig het oog of de ogen met zoveel mogelijk oplossing als nodig is.

GEBRUIKSAANWIJZING MET OOGBAD

1. Open de fles zoals hierboven beschreven. Plaats het oogbad direct op het oog en knijp zachtjes zodat de vloeistof vrij over het oog kan stromen. Reinig het oog met zoveel oplossing als nodig is.

LET OP!

Er zijn geen bijwerkingen bekend van het gebruik van steriele natriumchlorideoplossing 0,9%w/v. Eventuele onaangename effecten dienen te worden gemeld aan een arts, apotheker of verpleegkundige.

Elk incident waarbij de ogen betrokken zijn, moet ernstig worden genomen. Schakel onmiddellijk medische hulp in na gebruik.



- Alleen voor uitwendig gebruik
- Niet geschikt voor injectie
- Niet gebruiken bij intra-oculaire chirurgie
- Niet gebruiken als de oplossing van kleur verandert of troebel wordt
- Niet hergebruiken, ongebruikte inhoud weggooien na openen
- Voorkom verontreiniging
- Niet gebruiken als contactlensvloeistof
- Gebruik vóór de vervaldatum



GERELATEERDE ARTIKELEN



**OXXA LAURENTIUS
5926 OOGSPOELFLES
WANDHOUDER**

Art. nr. 7.25.926.00

UW LEVERANCIER: