

The logo for Diversey, featuring the brand name in a white serif font inside a blue oval with a white leaf-like graphic to the right.

Diversey™

TASKI® Sani 4 in 1 Plus Conc

Rengøringsmiddel, afkalkningsmiddel, desinfektionsmiddel og deodorant til vaskerum, BPR-godkendt

Beskrivelse

Rengøringsmiddel, afkalker, desinfektionsmiddel og deodorant til alle syrebestandige hårde overflader i vaskerum.

Egenskaber

- Syrebaseret formulering
- Renser, afkalker, desinficerer og deodoriserer i ét trin
- Effektiv mod bakterier, indkapslede vira og gær
- Unik, patenteret lugtneutraliseringsteknologi (O.N.T.)

Fordele

- Udmærket rengøringsmiddel, fungerer i et stort spektrum af vandhårdhed
- Reducerer antallet af produkter i vaskerummet
- Udmærket hygiejne, reducerer risikoen for krydskontaminering
- Efterlader en behagelig, frisk duft

Brugsanvisning

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc leveres i en 5 liters dunk. Til praktisk og kontrolleret dosering af produktet i en sprayflaske eller spand fås tilsvarende dispenserpumper.

Udenfor sundhedsmiljøer (f.eks. offentlige områder, hoteller og andre institutionelle områder som skoler/kontorer osv.) er brugen af produktet godkendt i en 1-trins rengøringsproces (snavsede forhold).

I sundhedsmiljøer, defineret hvor desinfektion er medicinsk indiceret (f.eks. lægekontorer, ambulancer, hospitalsafdelinger og plejeboliger), kræver brugen af produktet en 2-trins rengøringsproces. Fjern grov tilsmudsning og forrengør overfladen, før produktet påføres.

- Påfør det fortyndede produkt ved at gøre overfladen helt våd.
- Brug en klud, børste, svamp eller moppe til jævn fordeling.
- Lad overfladen være våd i 5 minutter mod bakterier og indkapslede vira og 15 minutter mod gær.
- Tørres af, eller lad overfladen lufttørre.
- Skyllning af overfladen er ikke nødvendig.

Dosering*

Påføring med spray: Fyld 500 ml aftrækkerflasken med vand. Dosér 1x10 ml (2 %) i aftrækkerflasken. Sæt aftrækkeren på, og ryst flasken forsigtigt.

Påføring i spand: Begynd at fylde spanden med vand. Dosér 100 ml pr. 5 liter vand (2 %).

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*



DiverseyTM

TASKI[®] Sani 4 in 1 Plus Conc

Tekniske data

Udseende: Klar rød væske
pH-værdi (ufortyndet): < 2
pH-værdi (brugskoncentration): < 3
Relativ massefylde (20°C): ≈ 1.09

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diverseym.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister. Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug og følg eventuelle lokale retningslinjer.

Produktkompatibilitet

Må ikke blandes med andre produkter. Må ikke anvendes på vand- eller syrefølsomme overflader. Fugemassen skal vædes tilstrækkeligt med vand før brug. Test materialets kompatibilitet på et lille, ubemærket sted før brug.

Mikrobiologiske data

EN Test Method	Soiling Conditions	Temp. °C	Kontaktid	Testorganismer	Pass-koncentration for koncentratet % v/v	Pass-koncentration for RTU % v/v
EN 1276	3.0 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1,5%	100%
EN 1650	3.0 g/L BSA	20	15 min	Candida albicans	2%	100%
EN 13697	3.0 g/L BSA	24	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	2%	100%
EN 14476	3.0 g/L BSA + blod	20	5 min	Modificeret Vaccinia-virus Ankara	1%	100%
EN 16777	3,0 g/L BSA + blod	25	5 min	Modificeret Vaccinia-virus Ankara	1%	100%
EN 13727	0.3 g/L BSA	20	1 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa	1%	100%
EN 13624	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%	100%
EN 13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1%	100%
EN13697	0.3 g/L BSA	20	5 min	Candida albicans	1%	100%

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer, der anvendes i dette produkt, er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med kravene i EU's forordning om vaske- og rengøringsmidler, EC 648/2004.

Emballagestørrelser

TASKI Sani 4 in 1 Plus Conc fås i 2x5L. Tomme sprøjteflasker og tilhørende sprøjter fås også.



TASKI[®] Sani 4 in 1 Plus Conc

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
9292439	TASKI SANI 4 IN 1 PLUS CONC 2X5L W264	

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.20/06/2025 da-DK (K02770)