



# Ozonit®

## Skånsomt blegemiddel

Virksom overfor Hepatitis B- og AIDS-virus



- ▲ Kan benyttes til desinfektion af tekstiler, der anvendes ved operationer i henhold til bekendtgørelse om medicinsk udstyr (bekendtgørelse nr. 734, EU-direktiv 93/42/EEC)
- ▲ Bleger allerede ved 40° C

# CE 0297



593 007

Part of a multi-component system

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36 2500 Valby

Tlf. 36 15 85 85 dk@ecolab.com www.ecolab.dk

©2009 Ecolab ApS. All rights reserved. OZODK1109

### ANVENDELSE

Ozonit bleger og desinficerer alle vask- og blegbare tekstiler fra 40° C - både hvide og kulørte (uld og silke dog undtaget).

### FYSISKE OG KEMISKE DATA

Vægtfylde: 1,090 kg/l  
pH-værdi: Konc. ca. 2

### LAGERFORHOLD

Opbevares tørt ved normal rumtemperatur.

### DOSERING

Måttevask/nylon: 3 - 5 g/kg tørt tøj  
Kulørte og hvide tekstiler: 2 - 4 g/kg tørt tøj

Ved fuldstændig desinfektion kan følgende generelle retningslinier angives:

Temp.	ml/kg tøj	Tid	Optimal pH
40° C	10 - 15	20 min.	6,5 - 9
60° C	6 - 10	15 min.	10 - 11,5
70° C	6 - 8	15 min.	10 - 11,5

### BRUGSVEJLEDNING

Vores konsulenter kan udarbejde en præcis vaskeproces baseret på det enkelte vaskeris behov.

### SIKKERHED OG SUNDHED

Følg venligst sikkerhedsinstruktionerne på vores leverandørbrugsanvisninger.